BIOS living

BONNET DE GEL 360° POUR LE SOULAGEMENT DE LA MIGRAINE

THÉRAPIE PAR LE GEL

Utilisez-le **froid** pour réduire l'enflure, l'inflammation et la douleur.
Utilisez-le **chaud** pour favoriser la circulation sanguine et accélérer la guérison.

INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT PAR LE FROID :

Placez le bonnet de gel pour le soulagement de la migraine dans le sac en plastique fourni et mettez-le au congélateur pendant au moins 2 heures. Placez le bonnet de gel pour le soulagement de la migraine sur votre tête, en le positionnant de la façon la plus confortable. Portez le bonnet pendant une période maximale de 20 minutes. Nous vous recommandons également de consulter votre médecin si la douleur persiste.

INSTRUCTIONS POUR LE TRAITEMENT PAR LA CHALEUR :

Lorsque la température du bonnet de gel pour le soulagement de la migraine est égale à la température ambiante, placez-le au centre d'un four à micro-ondes. Faites-le chauffer pendant 30 secondes. Assurez-vous que la température du bonnet est confortable. Si le bonnet n'est pas suffisamment chaud, réchauffez-le pendant 10 secondes supplémentaires. **NE chauffez PAS** le bonnet pendant plus de 60 secondes. Le bonnet doit être chaud, mais il ne doit pas être brûlant. Si le bonnet est trop chaud, laissez-le refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne une température confortable. Portez le bonnet de gel pour le soulagement de la migraine pendant 15 à 20 minutes. Rangez-le toujours dans son sac fourni après utilisation.

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES :

- Soulage les migraines, les tensions et le stress.
- Matériau souple, flexible et confortable qui épouse facilement la forme de la tête pour cibler les points de pression douloureux et soulager la douleur.
- Utilise un gel spécialement conçu pour éliminer les fuites.
- Taille unique.

AVERTISSEMENTS :

- Les médecins recommandent d'utiliser une compresse de gel pour la thérapie par le froid ou la chaleur pendant une période maximale de 20 minutes. Attendez au moins 20 minutes ou jusqu'à ce que votre peau ait repris sa température normale avant de remettre le bonnet sur votre tête.
- Testez toujours la température du bonnet avant de le placer sur votre tête. Les pochettes de gel peuvent provoquer des brûlures ou des gelures.
- Ce bonnet ne doit pas être utilisé pour traiter les personnes souffrant du diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine, les personnes ayant une peau sensible, ou les personnes souffrant d'une infection. Consultez toujours un professionnel de la santé pour obtenir des conseils sur le traitement des blessures ou des irritations. Si la gêne ou la douleur persiste ou s'aggrave, cessez l'utilisation du bonnet et consultez un médecin.
- **N'utilisez PAS** le bonnet sur des personnes qui ne peuvent pas le retirer elles-mêmes, notamment les nourrissons, les enfants, les personnes âgées ou toute personne incapable de suivre les instructions. Conservez le bonnet hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

ENTRETIEN :

Essuyez le bonnet avec un chiffon humide. Placez-le à plat et laissez-le sécher à l'air libre. Ne pas laver à la machine, javelliser, nettoyer à sec ou repasser le bonnet.

MATÉRIAUX :

Enveloppe externe : 83 % nylon, 17 % élasthanne
Gel intérieur : 26 % eau, 60 % glycérol, 14 % acrylamide

IMPORTANT : rangez toujours votre bonnet pour le soulagement de la migraine dans le sac de protection en plastique fourni.

Garantie d'un an



BIOS | Medical
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM
100% Canadian Owned & Operated
Propriétaire-exploitant canadien à 100 %